

Gebruchsanweisung

D

Multisil-Mask weich

Bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem Produkteinsatz ausführlich lesen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanweisung entstehen, lehnt der Hersteller jede Haftung ab.

1. Produktbeschreibung

Multisil-Mask weich ist ein additionsvernetztes Silikon, welches aus der Doppelmischkartusche direkt in die Abformung eingespritzt wird. Dadurch wird das Zahnfleisch auf dem Arbeitsmodell rekonstruiert.

2. Indikation

Multisil-Mask weich zur Rekonstruktion des Zahnfleischsaumes nach dem Freilegen des Präparationsrandes am Sägemodell verwenden. Es dient der Hilfestellung bei der spaltfreien Modellation bzw. Schichtung von festsitzendem Zahnersatz zum Zahnfleischsaum.

3. Kontraindikation

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind keine Kontraindikationen bekannt.

4. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Multisil-Versiegelung:

Nach Hautkontakt mit viel Wasser waschen. Nach Inhalation von Dämpfen betroffene Person an die frische Luft bringen. Nach Kontakt mit den Augen mit viel Wasser spülen.

5. Wechselwirkung mit anderen Materialien

Der in Multisil-Mask weich wie in allen additoinsvernetzenden Silikonen enthaltene, hochreaktive Katalysator reagiert äußerst empfindlich gegenüber bestimmten Substanzen („Katalysatorgifte“). Die wichtigsten Katalysatorgifte sind organische Schwefelverbindungen, Amine und Amide, sowie Verbindungen mit Schwermetallen wie Blei, Zinn, Cadmium oder Quecksilber. Ein Kontakt des nicht ausgehärteten Multisil-Mask weich mit solchen Verbindungen (z.B. mit Latex-Handschuhen, z.T. auch mit kondensationsvernetzenden Silikonen) führt zu einer Schädigung des Abbindeverhaltens (Inhibierung, verzögerte Aushärtung, Bildung einer Schmierschicht) und ist daher zu vermeiden.

6. Lagerungs- und Haltbarkeitshinweise

Multisil-Mask weich bei Raumtemperatur (nicht über 28° C) lagern. Vor Sonnenlicht schützen. Multisil-Mask weich ist im original verschlossenem Zustand 2 Jahre haltbar.

7. Verarbeitung

7.1 Vorbereiten des Modells

Den Zahnkranz wie üblich fertigen und sockeln. Die ungesägte Zahnfleischsituation wird mit additions- oder kondensationsvernetztem Knetsilikon abgeformt und somit die Situation für das Erstellen der Zahnfleischmaske erhalten. Den Zahnkranz sägen und die Stumpfpräparation freilegen. Die Sägeschnitte mit Wachs zuschwemmen, damit kein Mask-Silikon in diese eindringen kann. Wachsüberstände entfernen, um ein korrektes Reponieren des Silikonvorwalles zu ermöglichen. Den Silikonvorwall für das Applizieren von Multisil-Mask weich vorbereiten. Mit dem Vorwallbohrer (REF 330 0078 O) Ein- und Austrittsöffnungen in den Vorwall bohren. Die Bohrung nicht unmittelbar im Bereich des Zahnfleischsaumes anbringen! Mit Multisil Sep ist der Silikonvorwall zu isolieren und auf das Modell zu reponieren. Es ist hierbei darauf zu achten, auch die Ein- und Austrittslöcher zu isolieren, um ein unkontrolliertes Abreißen der Injektionskanäle von der eigentlichen Zahnfleischmaske zu vermeiden. Mit Klebewachs (REF 510 0040 O) den Vorwall befestigen.

7.2 Injizieren von Multisil Mask

Die Kartusche in das Austragegerät einsetzen. Den Verschluss der Kartusche entfernen und durch eine Mischkanäle ersetzen. Das Austragen und Applizieren erfolgt in einfacher Weise durch Betätigen des Hebels am Austragegerät. Ein manuelles Mischen der Komponenten entfällt. Da bei Kartuschenmaterialien nicht sofort von Beginn an eine 1:1 Mischung der beiden Komponenten ausgetragen wird, muss von dem zuerst austretenden Material eine etwa haselnussgroße Menge verworfen werden. Die Mischkanäle mit ihrer Spitze an ein Eintrittsloch halten und das Maskenmaterial injizieren bis aus den Austrittslöchern das Material austritt.

Multisil-Mask weich ist bei Raumtemperatur ca. 1 Minute verarbeitbar. Nach beendeter Applikation Multisil Mask weich unter atmosphärischem Druck aushärten lassen. 6 bis 7 Minuten nach Injektionsbeginn die Zahnfleischmaske entformen.

7.3 Ausarbeiten der Zahnfleischmaske

Nachdem der Vorwall abgehoben ist, Fahren an der Zahnfleischmaske entweder mit einer chirurgischen Schere oder mit einem Silikonfräser entfernen. Dafür wird die Zahnfleischmaske vorsichtig von den Stümpfen abgezogen. Zur Oberflächenversiegelung der Zahnfleischmaske Multisil Versiegelung dünn auftragen. Bitte die Gebrauchsanweisung von Multisil Versiegelung beachten.

8. Technische Daten

Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit	ca. 1 Minute
Zeit bis zur Entformbarkeit	ca. 6 bis 7 Minuten
Endhärte	ca. 35 Shore A
Polymerisationsschrumpfung	< 0,1 %
Druckverformungsrest	< 1,0 %

9. Verwendete Symbole

	Verwendbar bis JJJJ-MM
	Chargenbezeichnung

10. Sonstige Hinweise

Diese Gebrauchsanweisung entspricht dem aktuellen Stand der Technik und unseren eigenen Erfahrungen. Das Produkt darf nur in der unter Punkt 2 beschriebenen Indikation verwendet werden. Der Anwender ist für den Einsatz des Produktes selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da der Hersteller keinen Einfluss auf die Verarbeitung hat. Eventuell dennoch auftretende Schadenersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.

Instructions for use

GB

Multisil-Mask soft

Before using the product, please read these instructions for use carefully.

The manufacturer will not accept any liability for damage resulting from non-compliance with these instructions for use.

1. Description of the product

Multisil-Mask soft is an addition-linking silicone which is injected from the double-mix cartridge directly into the impression. This way reproduction of the gingiva on the working model is achieved.

2. Indication range

Multisil-Mask soft is used for the reconstruction of the gingival margin after exposing the preparation margin on the sawcut model. It serves as an aid for gap-free modelling resp. layering of fixed dentures towards the gingival margin.

3. Contraindication

Based on the current state of knowledge there are no known contraindications.

4. Hazard and safety information

Multisil sealing agent:
After skin contact, wash with copious amount of water and soap. Provide fresh air to persons who have inhaled vapours. After eye contact, rinse with copious amount of water.

5. Interaction with other materials

The highly reactive catalyst that is contained in Multisil-Mask soft just like in all addition-linking silicones reacts highly sensitive to certain substances („catalyst poisons“). The most important catalyst poisons are organic sulphur compounds, amines and amides and compounds containing heavy metals such as lead, tin, cadmium or mercury. Contact of Multisil-Mask soft which has not hardened with such compounds (e.g. with latex gloves, partly also with condensation-linking silicones) results in damage to the setting behaviour (inhibition, retarded hardening, formation of a grease layer) and must be avoided.

6. Storage and durability

Store Multisil-Mask soft at room temperature (not above 28 °C). Protect against sunlight. Multisil-Mask soft has a shelf life of 2 years if it is stored in the original, sealed container.

7. Processing

7.1 Preparation of the model

The arch is prepared and a base is produced in the usual way. The unsawed gingival pattern is duplicated with addition – or condensation-linking kneading silicone and in this way the situation for the preparation of the gingival mask is preserved. Saw the arch and expose the die preparation. Saw cuts are filled with wax to avoid the penetration of Mask silicone. Remove excess wax to ensure correct repositioning of the silicone matrix. Prepare the silicone matrix for the application of Multisil-Mask soft. Drill inlet and outlet holes into the matrix. Do not drill in the direct vicinity of the gingival margin! Insulate the silicone matrix with Multisil Sep and reposition the matrix on the model. When repositioning, it must be ensured that separating liquid is applied into the inlet and outlet holes to avoid uncontrolled breaking of the injection channels from the actual gingival mask. Attach the matrix with sticky wax (REF 510 0040 O).

7.2 Injecting Multisil-Mask

Insert the cartridge into the dispensing device. Remove the cap of the cartridge and replace it with a mixing cannula. Dispensing and applying are simply carried out by pressing the lever of the dispensing device. Manual mixing of the components is not required. Since – in the case of cartridge materials – it is not possible to spread a 1:1 mixture of both components from the beginning, discard a small quantity (size of a hazelnut) of the material that is dispensed first. Hold the tip of the mixing cannula to an inlet hole and inject the mask material until some of the material flows out of the outlet holes. At room temperature Multisil-Mask soft can be processed approx. 1 minute. Once the application is completed, let Multisil-Mask soft harden under atmospheric pressure. Deflask the gingival mask 6 to 7 minutes after the beginning of the injection process.

7.3 Finishing the gingival mask

After lifting off the matrix, remove excess material from the gingival mask with surgical scissors or a silicone bur. For this purpose the gingival mask must be carefully lifted off the dies. Apply a thin coat of Multisil sealing agent to seal the surface. Please observe the instructions for use of Multisil sealing agent.

8. Technical data

Processing time incl. mixing time:	approx. 1 minute
Time until material can be deflasked:	approx. 6 to 7 minutes
Final hardness:	approx. 35 Shore A
Polymerization shrinkage:	< 0.1 %
Compression set:	< 1.0 %

9. Symbols

	Can be used until YYYY-MM
	Lot number

10. Additional information

These instructions for use are based on state-of-the-art methods and equipment and our own experience. The product may only be used for the indication described under item 2. The user himself is responsible for processing the product. Liability for incorrect results shall be excluded since the manufacturer does not have any influence on further processing. Any occurring claims for damages may only be made up to the value of our products.

Mode d'emploi

F

Multisil-Mask souple

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage qui résulterait de la non observation de ce mode d'emploi.

1. Description du produit

Multisil-Mask souple est un silicone à réaction d'addition que l'on injecte dans l'empreinte à partir d'une double cartouche. Ceci permet une reconstitution de la gencive sur le modèle de travail.

2. Domaine d'application

Utiliser Multisil-Mask souple pour la reconstruction du liseré gingival après dégagement du bord de la préparation sur le modèle scié. Ce matériau vous permet de réaliser une maquette de prothèses conjointes puis une stratification sans hiatus jusqu'au niveau du liseré gingival.

3. Contre-indications

Selon nos connaissances actuelles des contre-indications ne sont pas connues.

4. Dangers et consignes de sécurité

Isolant Multisil

Après contact avec la peau, laver abondamment avec de l'eau et du savon. Après inhalation de vapeurs, mettre la personne concernée au grand air. Après contact oculaire, rincer abondamment avec de l'eau.

5. Interactions avec d'autres matériaux

Le catalyseur hautement réactif contenu dans Multisil-Mask souple tout comme dans tous les silicones à réaction d'addition réagit très fortement en présence de certaines substances (« inhibiteurs ou poisons de catalyseur »). Les inhibiteurs les plus importants sont les hydrosulfures organiques, les amines et amides ainsi que des combinaisons avec des métaux lourds, tels que le plomb, l'étain, le cadmium ou le mercure.

Un contact du silicone non durci avec de telles combinaisons (par ex. gants en latex, en partie aussi silicones réticulant par condensation) nuit au comportement lors de la polymérisation (inhibition, polymérisation différée, formation d'une couche boueuse) et en conséquence est à éviter.

6. Consignes de stockage

Stocker Multisil-Mask souple à température ambiante (à moins de 28°C). Protéger du soleil. Multisil-Mask souple se conserve 2 ans, récipient d'origine non ouvert.

7. Mise en oeuvre

7.1 Préparation du modèle

Réaliser l'arcade comme d'habitude et confectionner un socle. On prend l'empreinte de la gencive non sciée à l'aide d'un silicone à pétrir par addition ou par condensation et l'on obtient ainsi une empreinte de situation pour confectionner la fausse gencive. Scier l'arcade et dégager la préparation du die. Comblar les traits de sciage des dies amovibles avec de la cire afin que le silicone pour fausse gencive ne puisse s'y infiltrer. Eliminer le surplus de cire pour un repositionnement correct de la clé en silicone. Préparer la clé en silicone pour l'application de Multisil-Mask souple. Avec le foret à clé (REF 330 0078 O), forer dans la clé des orifices d'entrée et d'évacuation. Ne pas forer au niveau du liseré gingival! Il faut isoler la clé en silicone avec Multisil Sep et la repositionner sur le modèle. Veiller à isoler également les orifices forés afin d'éviter un arrachement accidentel des tiges d'injection de la fausse gencive proprement dite. A l'aide de cire collante (REF 510 0040 O), fixer la clé.

7.2 Injection de Multisil-Mask

Monter la cartouche dans l'appareil. Retirer le capuchon de la cartouche et remplacer le par une canule de mélange. L'application est simple car il suffit d'actionner le piston de l'appareil. Inutile de mélanger manuellement les composants. Avec les matériaux en cartouche, le mélange 1:1 des matériaux n'étant pas immédiat, jeter le premier flux de matériau s'écoulant de la cartouche (de la taille d'une noisette environ). Maintenir la pointe de la canule de mélange au niveau de l'orifice d'entrée et injecter le matériau pour fausse gencive jusqu'à ce que le matériel ressorte par l'orifice d'évacuation. Multisil-Mask souple se travaille pendant env. 1 minute à température ambiante. Après application, laisser polymériser Multisil-Mask souple sous pression atmosphérique. 6 à 7 minutes après le début de l'injection, démouler la fausse gencive.

7.3 Dégrossissage de la fausse gencive

Après avoir enlevé la clé, éliminer les barbes sur la fausse gencive soit avec des ciseaux chirurgicaux soit avec une fraise à silicone. Pour ce faire, dégager prudemment la fausse gencive du modèle scié. Pour le scellement des surfaces de la fausse gencive, appliquer une fine couche d'isolant Multisil. Veuillez observer le mode d'emploi de l'isolant Multisil.

8. Caractéristiques techniques

Plage de manipulation y compris mélange	1 minute env.
Délai avant démoulage	6-7 minutes env.
Dureté finale	35 Shore A env.
Retrait de polymérisation	< 0,1%
Déformation résiduelle à la compression	< 1,0%

9. Symboles utilisés

	Utilisable jusqu'au JJJJ-MM
	Désignation du lot

10. Divers

Ce mode d'emploi est basé sur les connaissances techniques actuelles et sur nos propres expériences. Le produit doit uniquement être utilisé selon l'indication décrite au paragraphe 2. L'utilisateur est lui-même responsable de l'utilisation du produit. N'y ayant aucune influence sur sa mise en œuvre, le fabricant ne saurait être tenu responsable de résultats défectueux ou non satisfaisants. Toute indemnisation éventuelle se limitera à la valeur du produit.

Multisil–Mask morbido

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni, dovuti all'inosservanza delle presenti istruzioni d'uso.

1.Descrizione del prodotto

Multisil-Mask morbido è un silicone per addizione, che viene iniettato direttamente nell'impronta con una doppia cartuccia. Grazie a ciò, sul modello vengono riprodotti i tessuti molli.

2. Indicazioni

Utilizzare Multisil-Mask morbido per la ricostruzione del bordo gengivale, dopo la preparazione dei monconi sfilabili. Facilita la modellazione senza fessure e la stratificazione della protesi fissa fino al bordo gengivale.

3. Controindicazioni

Attualmente non sono note controindicazioni.

4. Avvertenze sui pericoli e per la sicurezza

Multisil-Sigillate:

In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua. In caso d'inalazione dei vapori esporre il soggetto all'aria. In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua.

5. Interazioni con altri materiali

Il catalizzatore altamente reattivo contenuto in Multisil-Mask morbido come pure in tutti i siliconi da addizione, reagisce in modo estremamente sensibile a contatto con determinate sostanze („veleni anti catalizzazione“). I più importanti veleni anti-catalizzazione sono sia i composti organici a base di zolfo, ammine e ammidi, che i composti con i metalli pesanti quali il piombo, lo stagno, il cadmio od il mercurio. Il contatto del silicone Multisil-Mask morbido non indurito con questi composti (p.es. con quanti in lattice, talvolta anche con siliconi per condensazione) compromette il comportamento di presa del materiale (inibizione, tempo di indurimento più lungo, formazione di uno strato di grasso) e va dunque evitato.

6. Avvertenze per la conservazione e la durata del prodotto

Conservare Multisil-Mask morbido a temperatura ambiente (non superiore a 28° C). Proteggere dalla luce del sole. Multisil-Mask morbido, in confezione integra ha una durata di 2 anni.

7. Lavorazione

7.1 Preparazione del modello

Colare l'arcata e realizzare il relativo zoccolo come di consueto. Prendere l'impronta della situazione gengivale non segata con silicone per mascherine per addizione o per condensazione, così da riprodurre le condizioni idonee per la realizzazione della mascherina per finte gengive.

Segare l'arcata e preparare i monconi. Sigillare le zone di separazione con la cera onde impedire che il silicone possa penetrare all'interno. Eliminare la cera in eccesso, per consentire un corretto riposizionamento della mascherina in silicone. Preparare la mascherina per l'applicazione del Multisil-Mask soft. Con l'apposita fresa per la perforazione di mascherine (REF 330 0078 O) praticare fori di entrata e di uscita. Non perforare direttamente nella zona del margine gengivale! Isolare la mascherina in silicone con Multisil Sep e riposizionarla sul modello. Fare attenzione a isolare anche i fori di entrata e di uscita, al fine di evitare il distacco incontrollato dei canali di iniezione della mascherina per finte gengive. Fissare la mascherina in silicone con cera collante (REF 510 0040 O).

7.2 Iniezione del Multisil Mask

Inserire la cartuccia nell'apposita pistola. Togliere il tappo della cartuccia e applicare una canula da miscelazione. La fuoriuscita e l'applicazione del materiale si effettua semplicemente premendo sulla leva della pistola. Non è necessaria la miscelazione manuale dei componenti. Dato che i materiali in cartuccia non fuoriescono da subito con un rapporto di miscelazione dei componenti di 1:1, è necessario buttare via una quantità iniziale di silicone grande circa quanto una nocciola.

Posizionare la canula da miscelazione con la punta all'interno del foro della mascherina e iniettare il materiale fino a che non fuoriesce dagli appositi fori. Il Multisil-Mask morbido ha un tempo di lavorazione di ca. 1 minuto a temperatura ambiente.

Al termine dell'applicazione lasciare indurire il Multisil Mask morbido sotto pressione atmosferica.

Staccare la mascherina per finte gengive dopo 6 - 7 minuti dall'inizio dell'iniezione.

7.3 Rifinitura della mascherina per finte gengive

Dopo avere staccato la mascherina in silicone, eliminare le sbavature sulla mascherina gengivale con una forbice da chirurgo o con una fresa per silicone. Per questa operazione la mascherina per finte gengive viene cautamente sollevata dai monconi.

Per sigillare le superfici della mascherina per finte gengive, applicare uno leggero strato di Multisil sigillante. Leggere attentamente le istruzioni d'uso di Multisil sigillante.

8. Dati tecnici

Tempo di lavorazione incl. tempo di miscelazione	ca. 1 minuto
Tempo prima del distacco della mascherina	ca. 6 -7 minuti
Durezza finale	ca. 35 Shore A
Contrazione da polimerizzazione	< 0,1 %
Deformazione residua da compressione	< 1,0 %

9. Simboli utilizzati

 Da utilizzare fino a AAAA-MM

 Numero di lotto

10. Ulteriori avvertenze

Questi istruzioni d'uso si basano sullo stato attuale della tecnica e sulle nostre esperienze. Il prodotto deve essere utilizzato solo in base alle indicazioni descritte al punto 2. L'utente è personalmente responsabile dell'utilizzo del prodotto. Il produttore non si assume responsabilità per risultati non conformi, poiché non ha alcuna influenza sulle lavorazioni successive. Nel caso in cui, tuttavia, fosse richiesto un risarcimento dei danni, questo sarà commisurato esclusivamente al valore commerciale dei nostri prodotti.

Multisil–Mask blando

Rogamos lean detenidamente la información de producto ante de su uso.

Por daños producidos por no tener en cuenta esta hoja de instrucción, no se hace responsable el fabricante.

1. Descripción de producto

Multisil-Mask blando es una silicona de adición reticulada, que se aplica directamente de un cartucho de doble mezcla en la impresión. Así se reconstruye la falsa encía en el modelo de trabajo.

2. Indicaciones

Multisil-Mask blando sirve para la reconstrucción de encía, después de haber despejado la zona de preparación (zona cervical). Para visualizar mejor los espacios interdentales de las piezas modeladas, así como en la técnica por capas de trabajos fijos.

3. Contraindicaciones

No se conocen ninguna contraindicación actual.

4. Consejos de seguridad y peligrosidad

Multisil-Sellador:

En contacto con la piel lavar con abundante agua.

Después de inhalación de los gases llevar a la persona afectada al aire libre

En contacto con los ojos enjuagar con abundante agua.

5. Reacción con otros materiaes

El catalizador de alta reacción que contiene la silicona de adición reticular reacciona de una manera sensible hacia otras sustancias (veneos de catlizadores). Los venenos del catalizaor más importantes son uniones de azufre orgánico, aminesy amides, así como la combinación de metales pesados, como plomo, estaño,, cadmio o mercurio. Si hubiese algun contactor con Multisil-mask blando sin endurecer (como por ejemplo, guantes de Latex, también con siliconas de condensación reticulada) puede producir un no endurecimiento del material (inhibición, retraso en el endurecimiento, se produce una capa pegajosa) y por ello habrá que evitarlo.

6. Consejos de almacenamiento y durabilidad

Multisil-Mask blando se podrá almacenar a temperatura ambiental (no sobre pasar los 28° C).

Proteger de los rayos solares.

Si esta guardardado Multisil-Mask blando en su envase original, tiene una durabilidad de 2 años..

7. Modo de uso

7.1 Preparación de la base de la prótesis y del modelo de escayola

Se prepara como de costumbre las piezas y sé zocalan. Al modelo sin seguetear se le realizará una llave con silicona de adición o de condensación, para poder transferir la forma correcta de la encía.

Seguetear las piezas y preparar las zonas de preparación (zona cervical). Sellar las ranuras del seguetead con cera, para evitar que se introduzca Multisil-Mask en ellas. Retirar los restos de cera. Preparar la valle de silicona para la silicona Multisil Mask blando. Por medio de la fresa de llaves (REF

330 0078 O) crear un agujero con forma de embudo. No realizar el agujero a la altura de la encía! Aislar la llave de silicona con el separador Multisil Sep y colocar de nuevo la llave sobre el modelo. Se deberá aislar también la entrada y salida del embudo, para evitar que se produzca una rotura del canal de entrada de la silicona. Fijar con cera de pegar (REF 510 0040 O) la llave de silicona.

7.2 Inyección del Multisil Mask

Colocar el cartucho sobre la pistola. Retirar la tapa del cartucho y sustituirlo por una cánula de mezcla. La mezcla y la colocación del material se realizará de forma muy sencilla, con solo presionar sobre la palanca de la pistola. Se evita la mezcla manual.

Antes de utilizar el material, retirar la primera cantidad de material, ya que la mezcla no será del todo 1:1. Posicionar la cánula en el orificio de entrada e inyectar el material hasta que salga por el otro orificio.

Multisil Mask blando se podrá trabajar a temperatura ambiental durante 1 min.

Después de haber aplicado Multisil Mask dejar polimerizar a presión ambiental.

Retirar la silicona Multisil Mask después de 6 á 7 minutos desde su comienzo de mezcla.

7.3 Repasado de la mascara Multisil Mask

Después de haber retirado la llave, retirar las rebabas con una tijera de cirugía o con las fresas para silicona. Retirar con cuidado los muñones de la mascara de silicona.

Para el sellado de superficie de la flasa encia Multisil se utilizar el selladorMultisil, pincelendo una fina capa. Tener en cuenta las hojas de instrucciones de del sellador Multisil.

8. Datos técnicos

Tiempo de trabajo, así como de mezcla	aprox. 1 Minuto
Tiempo hasta el desemulrado	aprox. 6 hasta 7 Minutos
Dureza final	aprox. 35 Shore A
Contracción de polimerización	< 0,1 %
Resto de deformación bajo presión	< 1,0 %

9. Símbolos utilizados

 Utilizable has ta AA-MM

 Descripción de partida

10. Consejos adicionales

La información sobre el producto se acoge a los últimos resultados y experiencias sobre el mismo. Por ello aconsejamos antes de su uso leer de nuevo la información sobre el producto. El producto solo se podrá utilizar como descrito en el punto 2. Todos los consejos con respecto a su manipulación se basan en nuestra propia experiencia y solo se podrá ver como información orientativa. Nuestros productos están constantemente a desarrollo. Nos reservamos el derecho de cualquier cambio en su construcción y composición.